



SenSura[®] Mio 1-piece pouch

Pictorial instructions for use

SenSura[®] Mio

 **Coloplast**

Please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

Prepare — 1



Measure the stoma.

Prepare — 2



Trace measurement onto back of the barrier.

Prepare — 3



Cut opening in the barrier.

Prepare — 4



Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply — 1



Apply pouch by centering barrier around stoma.

Apply — 2



Secure to skin by applying gentle pressure. When pouch is $\frac{1}{3}$ to $\frac{1}{2}$ full, proceed to either empty or remove.

For drainable pouches only

Empty — 1



Open the outlet by lifting both tabs off the Velcro® plate. Unfold outlet.

Empty — 2



Fold back lower plate to avoid soiling when emptying. Attach Velcro® dots to hold plate in place.

Empty — 3



Empty pouch by pinching outer edges of the outlet open.

Empty — 4



Clean the outlet.

Close — 1



Release the Velcro® dots. Using the guide, fold the lower plate over the upper plate.

Close — 2



Fold upward. Seal the outlet by attaching the Velcro® tabs onto the Velcro® plate.

Remove — 1



To remove, use the white tab on the barrier to gently pull the pouch away from the skin.



Apply teal sticker to exposed part of the filter, on the back of the pouch, before showering, swimming or submerging in water. Remove sticker when done. Stickers come in the box of pouches.

Features

Hide-away



Hide-away: Tuck sealed outlet up and under the protective pocket.

For extra discretion: Adhere the closed outlet on a drainable pouch to the Velcro® dot near inspection window.

Inspection window



Lift the pouch fabric to inspect your stoma for easier placement upon application.

For product support, call the Coloplast Consumer Care Team at 1-877-858-2656.

Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, urology and continence care and wound and skin care. We operate globally and employ more than 12,000 people.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2019 Coloplast Corp. All rights reserved.

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.



PM-06768 / M6092N 01.19



Bolsa de 1 pieza SenSura[®] Mio

Instrucciones de uso con imágenes

SenSura[®] Mio

 **Coloplast**

Consulte el prospecto del producto para conocer las instrucciones completa para su uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

Prepare — 1



Mida el estoma.

Prepare — 2



Realice el rastreo de la medición en la parte trasera de la barrera.

Prepare — 3



Corte una abertura en la barrera

Prepare — 4



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplique — 1



Aplique la bolsa centrando la barrera alrededor del estoma.

Aplique — 2



Fije a la piel ejerciendo una presión suave. Cuando la capacidad de la bolsa esté entre $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ llena, proceda a vaciarla o quitarla.

Para bolsas con drenaje solamente

Vacíe — 1



Abra la salida tirando de ambas pestañas hacia arriba de la placa Velcro®. Despliegue la salida.

Vacíe — 2



Pliegue hacia atrás la placa inferior para evitar ensuciarse durante el vaciado. Una los dos puntos de Velcro®, para sujetar la placa en su lugar.

Vacíe — 3



Vacíe la bolsa tomando los bordes externos de la salida y manteniéndolos abiertos.

Vacíe — 4



Limpie la salida. Usando un pedazo de papel higiénico.

Cierre — 1



Suelte los puntos Velcro®. Mediante el uso de la guía, doble la placa inferior sobre la placa superior.

Cierre — 2



Doble hacia arriba. Selle la salida mediante la colocación de las pestañas de Velcro® sobre la placa de Velcro®.

Quite — 1



Para quitar, use la lengüeta de color blanco sobre la barrera, jalando suavemente para quitarlo completamente de la piel.



Antes de banarse, nadar o meterse en agua aplique la etiqueta verde azul al filtro en la parte posterior de la bolsa. Retire la etiqueta cuando haya terminado. Las etiquetas vienen en la caja con las bolsas.

Características

Ocultar



Doble la salida cerrada hacia arriba para esconderla dentro del bolsillo protector.

Para más discreción adhiera la salida cerrada de una bolsa drenable al punto de Velcro® cerca.

Ventana de inspección



Levante el tejido de la bolsa para inspeccionar el estoma a fin de facilitar su colocación tras la aplicación.

Para obtener asistencia con respecto al producto, llame al Equipo de Cuidado del Consumidor de Coloplast al 1-877-858-2656.

Coloplast desarrolla productos y servicios que facilitan la vida de las personas que presentan afecciones médicas muy personales y privadas. Al trabajar en estrecha colaboración con las personas que utilizan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nos referimos a esto como "atención médica íntima". Nuestra empresa abarca la atención de ostomías, urología y continencias, además del cuidado de la piel y las heridas. Operamos en todo el mundo y contamos con más de 12,000 empleados.

El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S.
© 2019 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.
Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.

