

SenSura[®] Mio 1-piece urostomy pouch

Pictorial guide



Please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

Prepare — 1



Measure the stoma.

Prepare — 2



Trace measurement onto back of the barrier.

Prepare — 3



Cut opening in the barrier.

Prepare — 4



Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply — 1



Before applying the pouch, check to ensure the drainable outlet has been securely fastened (plug to close). Then, apply pouch by centering barrier opening around stoma.

Apply — 2



Secure pouch by applying gentle pressure around the barrier.
***Note:** Per the WOCN® guideline, empty or remove the pouch when it's 1/3 to 1/2 full.

Empty — 1



Empty the urostomy pouch by holding the end of the outlet upwards. Pinch spout to control drainage and remove the plug. Direct the spout and release to drain.

Empty — 2



The Coloplast urostomy night bag can be attached for bedside drainage. If using a different drain bag, you may need an adaptor.

Remove — 1



To remove, use the white tab on the barrier to gently pull the pouch away from the skin.

For product support, call the Coloplast Consumer Care Team at 1-888-726-7872.

Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, urology and continence care and wound and skin care. We operate globally and employ more than 12,000 people.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2019 Coloplast Corp. All rights reserved.



Brava®

*I've found the solution
that is right for me.*

Louise*, Ileostomy since 2016

Brava® Protective Seal is right for Louise

What's right for you?



Brava® Protective Seal is one of the range of **Brava®** supporting products that can be used for customizing appliance fit and for issues such as leakage and skin irritation.



Looking for security and confidence again?

For more information, call Coloplast at
1-888-726-7872 or visit **www.coloplast.us**

*Louise is a Brava user who has received compensation from Coloplast to provide this information.

Stomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology



Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411 / 1-800-533-0464
www.coloplast.us The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2019 Coloplast Corp. All rights reserved.

PM-03213 M6121N 01.19

Bolsa de urostomía de 1 pieza SenSura®

Guía ilustrada



Consulte el prospecto del producto para conocer las instrucciones completas para su uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

Prepare: 1



Mida el estoma.

Prepare: 2



Marque la medición en la parte trasera de la barrera.

Prepare: 3



Corte una abertura en la barrera.

Prepare: 4



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplique: 1



Antes de aplicar la bolsa, verifique que la salida drenable se haya cerrado correctamente (tiene un tapón para cerrarla). Luego, aplique la bolsa centrando la abertura para la barrera alrededor del estoma.

Aplique: 2



Fije la bolsa ejerciendo una presión suave alrededor de la barrera.

***Nota:** Conforme a la guía de WOCN®, vacíe o quite la bolsa cuando esté 1/3 a 1/2 llena.

Vacíe: 1



Vacíe la bolsa de urostomía sosteniendo el extremo de la salida hacia arriba. Pellizque el pico para controlar el drenaje y retire el tapón. Dirija el pico y suelte para drenar.

Vacíe: 2



La bolsa nocturna de urostomía de Coloplast se puede fijar para el drenaje en la cabecera. Si usa una bolsa de drenaje diferente, es posible que necesite un adaptador.

Quite: 1



Para quitar, usa la lengüeta de color blanco sobre la barrera para retirar la bolsa de la piel con un movimiento de tracción suave.

Para obtener asistencia con el producto, llame al equipo de Atención al Cliente de Coloplast al número de teléfono 1-888-726-7872.

Coloplast desarrolla productos y servicios que facilitan la vida de las personas que presentan afecciones médicas muy personales y privadas. Al trabajar en estrecha colaboración con las personas que usan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nos referimos a esto como «atención médica íntima». Nuestra empresa abarca el cuidado de ostomías, urología e incontinencia, además del cuidado de la piel y las heridas. Operamos en todo el mundo y contamos con más de 12 000 empleados.

El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S.
© 2019 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.

Brava®

Encontré la solución
que es adecuada
para mí.

Louise*, Ileostomía desde 2016



El sello protector Brava® es el adecuado para Louise

¿Qué es lo adecuado para usted?



El sello protector Brava® pertenece a la gama de productos de apoyo Brava®, que puede usarse para personalizar el ajuste de los dispositivos y para resolver problemas tales como pérdidas e irritación de la piel.



¿Necesita seguridad y confianza nuevamente?

Para obtener más información, llame a Coloplast al número de teléfono **1-888-726-7872** o visite el sitio web **www.coloplast.us**

*Louise es una usuaria de Brava que recibió una remuneración de parte de Coloplast por brindar esta información.

Cuidado de la ostomía/Cuidado de la continencia/Cuidado de heridas y la piel/
Urología intervencionista



Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411/1-800-533-0464

www.coloplast.us El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S. © 2019 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.

PM-03213 M6121N 01.19